

ZARC

# BlueShaper<sup>®</sup>

Nace la 6<sup>a</sup> generación  
de limas NiTi




**Pink + Blue**

Dos aleaciones en  
un SISTEMA



DE ODONTÓLOGOS  
PARA ODONTÓLOGOS

# Rendimiento garantizado en todas las situaciones



## Dr. Roberto Estévez

Respeto de la anatomía original incluso en conductos con gran curvatura.




## Dr. Adrián Hernández

Accesibilidad y comodidad incluso en dientes posteriores.



## Dr. Carlos Ibáñez

Manejo de anatomías complejas de manera más sencilla y eficiente.




DE ODONTÓLOGOS  
PARA ODONTÓLOGOS

La doble aleación de BlueShaper® aporta unos resultados predecibles por haber sido desarrollada por odontólogos para odontólogos.

Sabemos que hay curvaturas imposibles. BlueShaper® ofrece confianza, rapidez y seguridad en todas las situaciones.


BlueShaper®

La eficiencia de la nueva aleación



## Combinado con la máxima flexibilidad

BlueShaper® crea de manera más eficiente y suave la forma cónica del conducto, aportando nuevas ventajas: máxima flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica con un sistema de limas completo, sin modificar su dinámica de trabajo.



La sección convexa y la conicidad progresiva mejora la eficacia de corte, reduciendo la fricción entre la lima y la dentina.




**BlueShaper®**  
Mayor flexibilidad  
'a la carta'



## Mayor resistencia a la fatiga cíclica

BlueShaper® aporta una mayor resistencia a la fatiga cíclica que otros sistemas, lo cual representa una ventaja fundamental, al ser la fatiga cíclica la responsable de la rotura de la lima.



Data on file



# BlueShaper®

## La geometría más eficiente con la metalurgia más avanzada



BlueShaper®, por su avanzada doble metalurgia, ofrece una mayor eficacia clínica con mayor sencillez y seguridad.



Único sistema con doble aleación



Gran poder de torsión



Resistente a la fatiga cíclica



Máxima flexibilidad

## Referencias del sistema

### BlueShaper® ZX 19 mm

**ZBS19000ZX** ZX 19 mm (6 uds.) estériles

### BlueShaper® 21 mm

**ZBS21Z0001** Z1 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0002** Z2 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0003** Z3 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0004** Z4 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0005** Z5 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0006** Z6 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21Z0007** Z7 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21ASST6** ZX-Z5 21 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS21ASST4** Z1-Z4 21 mm (4 uds.) estériles

### BlueShaper® 25 mm

**ZBS25Z0001** Z1 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0002** Z2 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0003** Z3 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0004** Z4 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0005** Z5 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0006** Z6 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25Z0007** Z7 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25ASST6** ZX-Z5 25 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS25ASST4** Z1-Z4 25 mm (4 uds.) estériles

### BlueShaper® 31 mm

**ZBS31Z0001** Z1 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0002** Z2 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0003** Z3 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0004** Z4 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0005** Z5 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0006** Z6 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31Z0007** Z7 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31ASST6** ZX-Z5 31 mm (6 uds.) estériles  
**ZBS31ASST4** Z1-Z4 31 mm (4 uds.) estériles

### Gutapercha BlueShaper®

**ZBSGP00Z3** Gutapercha Z3 (60 uds.)  
**ZBSGP00Z4** Gutapercha Z4 (60 uds.)  
**ZBSGP00Z5** Gutapercha Z5 (60 uds.)  
**ZBSGPASST** Gutapercha Z3-Z5 (60 uds.)

### Puntas de papel BlueShaper®

**ZBSPP00Z3** Puntas de papel Z3 (100 uds.)  
**ZBSPP00Z4** Puntas de papel Z4 (100 uds.)  
**ZBSPP00Z5** Puntas de papel Z5 (100 uds.)  
**ZBSPPASST** Puntas de papel Z3-Z5 (100 uds.)